

採血管・容器一覽

≫管理番号をクリックすると詳細情報を確認できます<< 不明な点は検査部受付までお問い合わせください 2025.6.1.改訂

管理番号	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P9
採血管名	EDTA2K	クエン酸水色	フッ化灰	ヘパリン緑	ヘパリン緑大	EDTA2Na紫	ED2Na7ml	β-D グルカン容器	βTG PF4青
採血量	2 mL	2.7 mL	2 mL	3 mL	10 mL	5 mL	7 mL	3 mL	3.5 mL
採血管									
管理番号	P10		P11		P12		P13	P14	P15
採血管名	アプロチニン紫		ED2K紫大		PA-IgG		ミニコレクト紫	ミニコレクト水色	乳酸ピルビン酸
採血量	3 mL		2mL		7.5mL		0.5 mL	1 mL	2 mL
採血管									

採血管・容器一覧

>>管理番号をクリックすると詳細情報を確認できます<<

不明な点は検査部受付までお問い合わせください 2025.6.1.改訂

管理番号	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08		
採血管名	分離剤黄細	分離剤黄太	分離剤ウス茶	遺伝子白	分離赤黄	プレーン桃	アルミニウム	ミニコレクト黄		
採血量	5.5 mL	8 mL	3 mL	5 mL	5 mL	5 mL	3 mL	0.8 mL		
採血管										
管理番号	T01	T02	P01	P06	T03	T04				
採血管名	輸血オレンジ	輸血ゴム栓青	輸血2K紫	輸血2Na紫	輸血前後黄	輸血ゴム桃				
採血量	2 mL	5.5 mL	2 mL	5 mL	7.5 mL	5.5 mL				
採血管										




採血管・容器一覧

>>管理番号をクリックすると詳細情報を確認できます<< 不明な点は検査部受付までお問い合わせください 2025.6.1.改訂

管理番号	X01	X02	X03	X04	X05			X06	X07
採血管名	mRNA専用	マルク容器	EGFR用2K7mL	リン酸タウ専用	タウ蛋白・β-アミロイド			保存液入マルク	リンパ節専用
採血量			7 mL 2本					1 mL	
採血管	Now Printing	Now Printing	  専用袋			 			
管理番号	X08	X09	X10		X11	X12	X13		
採血管名	特殊B30	固定スライド	百日咳核酸		百日咳2	頸管エラストラーゼ	フィブロネクチン		
採血量									
採血管		 	 			Now printing		Now printing	

採血管・容器一覧

>>管理番号をクリックすると詳細情報を確認できます<< 不明な点は検査部受付までお問い合わせください 2025.6.1.改訂

管理番号	X14	X15	X16	X17	X18					
採血管名	うがい液尿	頸管採取用	便容器F30	金属検査用	ファルコン青					
採血量					5 mL					
採血管										
管理番号	U01	U02	U03	U04	U05	U06				
採血管名	尿コップ	ポリ容器茶	丸底試験管黄	尿ミオグロビン用	FDPゴム栓尿	丸底試験管青				
採血量		1 mL		尿 8 mL	尿 1 mL					
採血管										

採血管・容器一覧

>>管理番号をクリックすると詳細情報を確認できます<<

不明な点は検査部受付までお問い合わせください 2025.6.1.改訂

管理番号	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08
採血管名	メモリスピッツ	スクリューカップ (滅菌袋入り)	血液培養ボトル		血小児用	シードチューブ	スワブチューブ	スピッツ管 コレクション コンテナ
採血量	5.5 mL		血液 8 ～ 10 mL		血液 1～3 mL		CAPD排液	
採血管			 (好気)	 (嫌気)	 (好気)			
管理番号	B09	B09	F01	F02	F03	F04		
採血管名	ノロウイルス	ロタ・アデノ	便Hbみどり	便容器あお	便容器ピロリ	便容器白		
採血量								
採血管							