

ホールパンチ インストゥルメント

CAT. No. 077-HP1 (1mm)
CAT. No. 077-HP3 (3mm)
CAT. No. 077-HP6 (6mm)

- ・このインストゥルメントには、3種類のサイズ(1mm、3mm、6mm)があります
- ・アライナーに孔をあけるときには、インストゥルメントやアライナーを加熱する必要はありません。
- ・このインストゥルメントのパンチング部分には、硬化させたステンレスを使用しているためアライナーを滑らかにカットします。



CAT. No. 077-HP6
(6mm)

ディンプル インストゥルメント

CAT. No. 077-ID1 (1mm)
CAT. No. 077-ID3 (3mm)

- ・このインストゥルメントには、2種類のサイズ(1mm、3mm)があります。
- ・このインストゥルメントは、アライナーに円形のディンプルを簡単に形成することができます。
- ・アライナーにディンプルを形成する時には、インストゥルメントやアライナーを加熱する必要はありません。
- ・このインストゥルメントは、ディンプル形成の際にアライナーを歪ませないで加工できるように設計されています。



CAT. No. 077-ID3
(3mm)

パーティカル ディンプル 3mm インストゥルメント

CAT. No. 077-VD3
(3mm)

- ・このインストゥルメントは、垂直方向に長さ3mmのディンプルを形成します。
- ・垂直方向に長いディンプルは、より多くの歯の表面と接触します。
- ・このインストゥルメントは、ディンプル形成の際にアライナーを歪ませないで加工できるように設計されています。



アライナー オープニング (Enlarging) インストゥルメント

CAT. No. 077-AOP

- ・このインストゥルメントは、アライナーにオープンスペースを形成します。
- ・歯牙の動きにより、アライナーが適切にフィットしにくくなった場合には、このインストゥルメントを用いてオープンスペースを形成して、適切なフィット感を作り出します。



ホリゾンタル ディンプル 3 mm インストゥルメント

CAT. No. 077-HD3
(3mm)

- ・このインストゥルメントは、水平方向に長さ3mmのディンプルを形成します。
- ・水平方向に長いディンプルは、より多くの歯の表面と接触します。
- ・このインストゥルメントは、ディンプル形成の際にアライナーを歪ませないで加工できるように設計されています。



ディンプル イレイザー

CAT. No. 077-ER

- ・このインストゥルメントは、アライナーに形成したディンプルや突起を消去します。
- ・アライナーの消去したいディンプル等に、インストゥルメントの先端部分を水平に保って操作してください。
- ・このインストゥルメントは、先端部分を薄く加工してあるので使用時に操作しやすくなっています。



ホールパンチ (4mm ロ ング) インストゥルメント

CAT. No. 077-HP4L
(4mm ロング)

- ・このインストゥルメントは、アライナーに4mm幅のホールパンチをあけることが出来ます。
- ・アライナーの一部をカットして取り外したホールパンチ部分の歯牙にボタンやクリートを取り付けることが可能です。
- ・このインストゥルメントのパンチング部分には、硬化させたステンレスを使用しているため、アライナーを滑らかにカットします。



スリット プライヤー

CAT. No. 077-SL1

- ・このインストゥルメントはアライナーに幅1mmのスリットを形成できます。
- ・このインストゥルメントは、スリットを形成する際にアライナーを歪ませないで加工できるように設計されています。



アライナー シーザー カーブド

CAT. No. 077-ASC

- ・このインストゥルメントはアライナーを切断トリミングできます。
- ・先端のテーパ部分は、タイトなスペースでのトリミングとシェイピングをしやすくしています。



アライナー シーザー ヘビー デューティー

CAT. No. 077-ASH

- ・このインストゥルメントの鋸歯状の刃先は、操作中の空滑りを防ぎます。
- ・オフセット ピークは操作がしやすく、アライナーの整形とトリミングができます。

